



BETA DUO

Stație de intoxicare pentru otravă
Capcana cu adeziv sau mecanica

MATERIAL: Plastic (HDPE)

DIMENSIUNI: 240 x 200 x 100, gaura 55 mm

ȚINTĂ: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus (Berken), Mus musculus (Schwarz & Schwarz),

AMBALARE: 20 Beta Duo

BETA DUO

Este stația de intoxicare cu sistem de închidere foarte sigur, în care se poate utiliza atât momeală pentru deratizarea în ariile externe cât și placa adezivă pentru deratizarea în ariile interne. Stația este adaptată pentru utilizarea momelii de tip pastă, de tip pulbere, parafinată și lichidă. Pentru siguranța stației, este dotată cu cheie din plastic care blochează capacul pentru ca acesta să nu poată fi deschis de persoane care nu sunt autorizate pentru aceasta. Absolut inedită este forma capacului, special rotunjită astfel încât să permită montarea și funcționarea capcanei mecanice RAT SNAP TRAP

MODALITATE DE UTILIZARE

- Fixați stația în zona aleasă ca și optimă, după studierea zonei de protejat. Folosiți diverse sisteme mecanice de fixare, minim cu adeziv compatibil cu zona de montaj
- **NU LASAȚI STAȚIA NEFIXATA DE PERETE SAU PODEA .**
- Deschideți capacul stației utilizând cheia din dotare;
- Introduceți în interior momeala, capcana metalică, sau faceți combinații cu acestea crescând astfel rolul stației în zona de protejat; utilizați accesoriile pe care le aveți la dispoziție;
- Plăcile adezive compatibile – VASTRAP TOPI sau PRO GLUE
- Capcana metalică compatibilă – Capcana mecanică – RAT SNAP TRAP

- Închideți capacul, verificați încă o dată, având grijă să nu obstrucționați găurile de acces ale stației.

